

Anticorpo Monoclonale Anti-Stathmin 1 Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P16949

Numero articolo: CM0011585

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro Stathmin 1 umano (OP18, pp17) per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla dinamica dei microtubuli, leucemia e neurogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Stathmin 1
Note/Alias	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Stathmin 1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3925
GeneID	3925
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 70-149 di Stathmin 1 umano (P16949).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P16949
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio