

Anticorpo Policlonale Anti-Stathmin 1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P16949

Numero articolo: CM0022108

introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio si rivolge a Stathmin 1 (Op18/p19) per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociatamente con umano, topo, ratto. Stathmin 1 regola la dinamica dei microtubuli ed è sovraespresso nella leucemia acuta. Ideale per la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	Stathmin 1 Coniglio pAb
Note/Alias	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Stathmin 1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3925
GeneID	3925
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dello Stathmin 1 umano (NP_005554.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P16949
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio