

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Stathmina 1 Per Wb E Elisa - P16949

Numero articolo: CM0015757

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la Stathmina 1 umana. Convalidato per Western blot e ELISA, reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per ricerche sulla dinamica dei microtubuli e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Stathmin 1 Rabbit pAb
Note/Alias	Lag, SMN, OP18, PP17, PP19, PR22, LAP18, C1orf215, Stathmin 1
Specie	Umana
ID gene	3925
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-149 della Stathmina 1 umana (NP_981944.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Umana, Topo
SWISS	P16949
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio