

Anticorpo Policlonale Anti-Stau2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nul3

Numero articolo: CM0029605

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la STAU2 umana, una proteina legante l'RNA a doppio filamento coinvolta nel trasporto dell'mRNA verso i dendriti. Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca in neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	STAU2 Rabbit pAb
Note/Alias	39K2; 39K3; STAU2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	27067
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 300-400 della STAU2 umana (NP_001157852.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9NUL3
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio