

Anticorpo Policlonale Anti-Staufen Per Wb, Ihc-P, Elisa - 095793

Numero articolo: CM0026519



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Staufen umano (STAU1), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Bersaglia la proteina legante l'RNA a doppio filamento coinvolta nella localizzazione dell'mRNA e nella produzione di particelle virali. Ideale per la ricerca sull'espressione genica e sulle interazioni ospite-virus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Staufen Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	STAU; PPP1R150; Staufen
Specie	Umano
GenelD (Umano)	6780
GenelD	6780
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 426-577 dello Staufen umano (NP_059347.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O95793
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio