

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Stc1 Per Wb E Elisa - P52823

Numero articolo: CM0022828

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia STC1 umana (Stanniocalcina-1). Convalidato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio della regolazione renale del fosfato e delle vie dell'ipercalcemia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	STC1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	STC; STC1
Specie	Umana
ID gene (Umano)	6781
ID gene	6781
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P52823
Peso proteico	28 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio