

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Stc1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P52823

Numero articolo: CM0026939

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega alla STC1 umana (Stanniocalcin-1), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Utile per studi sul riassorbimento renale di fosfato e sulla segnalazione ormonale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	STC1 pAb coniglio
Note/Alias	STC; STC1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	6781
GenelD	6781
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-247 della STC1 umana (NP_003146.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P52823
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio