


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Steap1 Per Wb, Elisa - Q9Uhe8

Numero articolo: CM0021399



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia STEAP1 (antigene epiteliale a sei transmembrana della prostata 1). Adatto per Western blot e ELISA; reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Utile per studi su tumori prostatici e metabolismo del ferro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	STEAP1 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	STEAP; PRSS24; STEAP1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	26872
GeneID	26872
Immunogeno	Proteina ricombinante di fusione contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-80 di STEAP1 umana (NP_036581.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9UHE8
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio