


Anticorpo Policlonale Rabbit Contro Il Fattore Steroidogenico 1 (Sf-1/Nr5A1) Per Wb E Elisa - Q13285

Numero articolo: CM0021711



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit che bersaglia il fattore steroidogenico 1 umano (SF-1/NR5A1). Convalidato per Western blot (WB) e ELISA. Ha reazione crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sullo sviluppo dei tessuti steroidogenici e la regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fattore steroidogenico 1 (SF-1/NR5A1) pAb rabbit
Note / Alias	ELP; SF1; FTZ1; POF7; SF-1; AD4BP; FTZF1; SPGF8; SRXX4; SRXY3; hSF-1; Steroidogenic factor-1 (SF-1/NR5A1)
Specie	Umana
ID gene	2516
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 del fattore steroidogenico 1 umano (SF-1/Fattore steroidogenico 1 (SF-1/NR5A1)) (NP_004950.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13285
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio