

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Proteina Vettore Sterolo 2 (Scp2) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22307

Numero articolo: CM0005044



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si lega alla Sterol Carrier Protein 2 umana (SCP2, P22307). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Ideale per ricerche sul metabolismo lipidico e sull'ossidazione perossisomale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Sterol carrier protein 2 Coniglio mAb
Note/Alias	NLTP; SCOX; SCPX; SCP-2; SCP-X; NSL-TP; SCP-CHI; Sterol carrier protein 2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6342
Gene ID	6342
Immunogeno	Peptide Sintetico; Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 della Sterol carrier protein 2 umana (P22307)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P22307
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio