

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Stim1 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q13586

Numero articolo: CM0005439



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio anti-STIM1 convalidato per applicazioni WB, IHC-P, IP e ELISA. Rileva la STIM1 umana, un sensore di calcio fondamentale per l'entrata di calcio mediata da riserva. Ideale per la ricerca sul segnale del calcio e sul trasporto ionico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	STIM1 Rabbit mAb
Note/Alias	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E; STIM1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	6786
GeneID	6786
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 530-685 della STIM1 umana (NP_003147.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	Q13586
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio