

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Stim1 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13586

Numero articolo: CM0031049



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting STIM1 umano (SWISS Q13586), validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione del Ca²⁺ e sull'ingresso di calcio operato dal deposito (SOCE).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	STIM1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E; STIM1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6786
GeneID	6786
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 530-685 di STIM1 umano (NP_003147.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13586
Peso proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio