

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Stim1 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q13586

Numero articolo: CM0022972



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro STIM1 umano. Validato per WB, IHC-P, IP e ELISA. Reagisce con humano, topo e ratto. Ideale per lo studio dell'ingresso di Ca²⁺ operato da riserva e delle vie di segnalazione del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	STIM1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E; STIM1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	6786
GeneID	6786
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 451-685 di STIM1 umano (NP_003147.2)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q13586
Peso proteico	77kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio