

Polymab® Di Coniglio Anti-Stim1 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q13586

Numero articolo: CM0006300



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro STIM1 umano (aa 530-685) per Western Blot, IHC-P, IP ed ELISA. Progettato per i ricercatori che studiano l'ingresso del calcio operato dai depositi. Reattivo anche con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	STIM1 Rabbit PolymAb®
Note/alias	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E
Specie	Umano
GeneID (umano)	6786
GeneID	6786
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 530-685 di STIM1 umano (NP_003147.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q13586
Peso della proteina	77 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio