

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Stim2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9P246

Numero articolo: CM0019875



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro STIM2 umano, validato per Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce con STIM2 umano, di topo e di ratto; l'immunogeno corrisponde agli amminoacidi 60-180. Adatto per lo studio dell'ingresso di calcio operato dal magazzino.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	STIM2 Rabbit pAb
Note/Alias	STIM2
Specie	Umano
ID Gene	57620
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-180 di STIM2 umano (NP_001162588)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9P246
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio