

Anticorpo Monoclonale Anti-Sting/Tmem173 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Wv6

Numero articolo: CM0005764



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro STING/TMEM173 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sull'immunità innata e sull'autofagia. Peso molecolare 42 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	STING/TMEM173 Rabbit mAb
Note/Alias	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
Specie (Target)	Umano
GeneID (Umano)	340061
GeneID	340061
Immunogeno	Proteina ricombinante di STING/TMEM173 umano
Sorgente (Anticorpo)	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q86WV6
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio