

Anticorpo Monoclonale Anti-Sting/Tmem173 Per Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q86Wv6

Numero articolo: CM0003714



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro STING/TMEM173 umano (ERIS, MITA) per western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sull'immunità innata e sulla via di segnalazione STING.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-STING/TMEM173
Note/Alias	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	340061
ID Gene	340061
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-379 di STING/TMEM173 umano (NP_938023.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q86WV6
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio