

Anticorpo Policlonale Anti-Sting/Tmem173 (Wb, Ihc-P, Elisa) - Q3Tbt3

Numero articolo: CM0021406



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro STING/TMEM173 murino, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva i bersagli umano, murino e di ratto. Ideale per lo studio della segnalazione immunitaria innata, della via cGAS-STING e dell'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	STING/TMEM173 pAb di coniglio
Note/Alias	ERIS; MPYS; Mita; STING; Tmem173; STING-beta; 2610307O08Rik
Specie	Topo
GeneID (umano)	340061
GeneID	72512
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 280-371 di STING murino (NP_938023.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q3TBT3
Peso della proteina	43 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante