

Pab Anti-Sting/Tmem173 Da Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86Wv6

Numero articolo: CM0030760



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio contro STING/TMEM173 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva STING in campioni di origine umana, murina e ratto. Adatto per la ricerca sull'immunità innata e l'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb anti-STING/TMEM173 da coniglio
Note/Alias	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	340061
GeneID	340061
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 254-379 di STING/TMEM173 umano (NP_938023.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q86WV6
Peso proteico	42 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio