

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sting/Tmem173 - Q86Wv6

Numero articolo: CM0027677



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-STING/TMEM173 di alta qualità, validato per Western blot, immunoprecipitazione, immunofluorescenza, immunoistochimica ed ELISA. Reagisce in modo crociato con STING umano, murino e di ratto, abilitando la ricerca sull'immunità innata e sul pathway cGAS-STING.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	STING/TMEM173 Rabbit pAb
Note/Alias	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
Specie	Umano
GeneID (umano)	340061
GeneID	340061
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 139-379 di STING/TMEM173 umano (NP_938023.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q86WV6
Peso Proteico	42 kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio