

Anticorpo Policlonale Anti-Stip1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P31948

Numero articolo: CM0012993



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-STIP1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce con specie umana, murina, di ratto e di scimmia. Adatto per la ricerca sul co-chaperone della proteina fosforilata 1 indotta dallo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-STIP1
Note/Alias	HOP; P60; STI1; STI1L; HEL-S-94n; IEF-SSP-3521; STIP1
Specie	Umana
GeneID (umana)	10963
GeneID	10963
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana, murina, di ratto, di scimmia
SWISS	P31948
Peso della proteina	63 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante