

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Stip1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P31948

Numero articolo: CM0003198



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro STIP1 (Hop) umano validato per WB, IHC-P e ELISA. Rileva STIP1 umano, di topo e di ratto; immunogeno: aminoacidi 2-98 di STIP1 umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	STIP1 Rabbit mAb
Note / Alias	HOP; P60; STI1; STI1L; HEL-S-94n; IEF-SSP-3521; STIP1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	10963
ID gene	10963
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 2-98 di STIP1 umano (P31948)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P31948
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio