


Anticorpo Policlonale Anti-Stk19 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P49842

Numero articolo: CM0016473



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro STK19/WHR1, validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva STK19 umano, murino e ratto, un fattore chiave nella riparazione del DNA accoppiata alla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb coniglio anti-STK19
Osservazioni/Alias	G11; RP1; D6S60; D6S60E; HLA-RP1; STK19
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8859
GeneID	8859
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 75-364 di STK19 umano (NP_004188.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P49842
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio