


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Stk19 Per Wb, Elisa - P49842

Numero articolo: CM0027611



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio STK19 validato per WB, ELISA in Uomo, Topo, Ratto. Rileva il fattore di riparazione a elica alata STK19/WHR1 da 41kDa. Ideale per la ricerca sulla riparazione accoppiata alla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	STK19 Rabbit pAb
Note / Alias	G11; RP1; D6S60; D6S60E; HLA-RP1; STK19
Specie	Uomo
GeneID	8859
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 75-364 della STK19 umana (NP_004188.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P49842
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio