

Anticorpo Policlonale Anti-Stk24 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6E0

Numero articolo: CM0016873



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che lega STK24 (MST3) umana per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca su apoptosi e migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	STK24 Rabbit pAb
Note/Alias	MST3; STK3; MST3B; STE20; HEL-S-95; STK24
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	8428
GeneID	8428
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 312-431 di STK24 umana (NP_001027467.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6E0
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio