

Anti-Stk26 (Mst4) Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P289

Numero articolo: CM0023197



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro STK26 umano (MST4/MASK), validato per WB, IHC-P, ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'apoptosi, sull'autofagia e sulla migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	STK26 Coniglio pAb
Note/Alias	MASK; MST4; STK26
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51765
GeneID	51765
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 340-416 dello STK26 umano (NP_057626.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9P289
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio