

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Stk31 Per Wb, Elisa - Q9Bxu1

Numero articolo: CM0018680

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-STK31 validato per applicazioni WB ed ELISA. Riconosce la STK31 umana (chinasi 31 della serina/treonina) con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sulla chinasi specifica del testicolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	STK31 Rabbit pAb
Note/alias	TDRD8; SGK396; STK31
Specie	Umano
GeneID (umano)	56164
GeneID	56164
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 890-1019 della STK31 umana (NP_113602.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q9BXU1
Peso della proteina	116 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante