

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Stk36 Per Wb, Elisa - Q9Nrp7

Numero articolo: CM0017013

introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio che bersaglia STK36 (omologo Fuso) umano, adatto per WB e ELISA, con reattività crociata verso il topo. Strumento chiave per la ricerca sulla via di smoothened, la regolazione dei fattori di trascrizione GLI e le ciglia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	STK36 Rabbit pAb
Note/Alias	FU, CILD46, STK36
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	27148
GeneID	27148
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 250-450 di STK36 umano (NP_056505.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q9NRP7
Peso Proteico	144kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio