


Anticorpo Policlonale Anti-Stk38 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15208

Numero articolo: CM0029043



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro STK38 (NDR1), testato per WB, IF/ICC, ELISA in umano, topo, ratto. Mira a una chinasi coinvolta nella segnalazione MAPK e nella risposta al danno al DNA. Adatto per la ricerca sulla segnalazione cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	STK38 Rabbit pAb
Note/Alias	NDR; NDR1; STK38
Specie	Umano
ID Gene	11329
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 366-465 di STK38 umano (NP_009202.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15208
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio