

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Stk39 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Uew8

Numero articolo: CM0006546



introduzione

mAb di coniglio anti-STK39 (Q9UEW8) validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Elevata specificità per la chinasi STK39 umana, murina e di ratto, componente della cascata WNK-SPAK/OSR1 che regola il trasporto ionico e la pressione sanguigna.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-STK39
Note/Alias	DCHT; PASK; SPAK; chinasi correlata a Ste 20; STK39
Specie	Umana
GeneID (umano)	27347
GeneID	27347
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 401-545 della STK39 umana (Q9UEW8).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, murina, di ratto
SWISS	Q9UEW8
Peso della proteina	59 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio