

Anticorpo Monoclonale Anti-Stk3/Mst2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13188

Numero articolo: CM0010094



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro STK3/MST2 umano, validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con il topo. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sulla segnalazione Hippo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-STK3/MST2
Note/alias	KRS1, MST2, STK3/MST2
Specie	Uomo
ID genico (uomo)	6788
ID genico	6788
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di STK3/MST2 umano (Q13188).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q13188
Peso della proteina	56kDa
Spedizione	Borsa refrigerante