

Anti-Stk3/Mst2 (Fosfo T117) Anticorpo Policlonale Per Wb E Elisa - Q13188

Numero articolo: CM0001399



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega alla STK3/MST2 fosforilata in Thr117, convalidato per Western blot e ELISA. Rileva la STK3/MST2 umana, murina e del ratto. Ideale per studi sull'apoptosi e sulla segnalazione Hippo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-STK3/MST2-T117 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	KRS1; MST2; Fosfo-STK3/MST2-T117
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6788
ID Gene	6788
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q13188
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio