

Anticorpo Policlonale Anti-Stk3/Mst2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13188

Numero articolo: CM0028448



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio rivolto a STK3/MST2 umano, adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della via Hippo, dell'apoptosi e della funzione del centrosoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	STK3/MST2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	KRS1; MST2; STK3/MST2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6788
GeneID	6788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 323-450 di STK3/MST2 umano (NP_006272.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reazione Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13188
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio