

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Stmn2 Per Wb, Elisa - Q93045

Numero articolo: CM0030443

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro STMN2 (Stathmin-2/SCG10). Convalidato in WB ed ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca neuroscientifica sulla dinamica dei microtubuli e sullo sviluppo neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	STMN2 Rabbit pAb
Note/Alias	SCG10; SCGN10; STMN2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	11075
GeneID	11075
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-80 di STMN2 umano (NP_008960.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q93045
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio