


Anticorpo Policlonale Anti-Stra13 Per Wb, Elisa - A8Mt69

Numero articolo: CM0030306



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-STRA13/CENPX umano validato per WB e ELISA. Adatto per la ricerca sull'anemia di Fanconi, l'assemblaggio del cinetocoro e la riparazione del DNA. — A8MT69

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	STRA13 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	D9, MHF2, CENP-X, FAAP10, STRA13
Specie	Uomo
ID gene	201254
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-63 di STRA13 umano (NP_659435.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	A8MT69
Peso proteico	9kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio