

Anticorpo Policlonale Anti-Strap Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3F4

Numero articolo: CM0025237

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro la proteina STRAP umana. Validato per applicazioni WB, IF/ICC, ELISA. Rileva la STRAP endogena in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sullo spliceosoma e sulla via di segnalazione TGF-beta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	STRAP Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	MAWD; PT-WD; UNRIP; STRAP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11171
GeneID	11171
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-350 della STRAP umana (NP_009109.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y3F4
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio