

Anticorpo Policlonale Anti-Strap Di Coniglio Per Wb - Q9Y3F4

Numero articolo: CM0023283

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro STRAP umano (MAWD/UNRIP), convalidato tramite knockout, per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con il mouse e il ratto. Rileva una banda a 38 kDa. Ideale per studi sull'assemblaggio snRNP e sulla segnalazione TGF-beta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	[KO Validated] STRAP Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MAWD; PT-WD; UNRIP; AP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11171
GeneID	11171
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-350 di STRAP umano (NP_009109.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9Y3F4
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio