


Anticorpo Policlonale Anti-Strbp Per Wb E Elisa - Q96Si9

Numero articolo: CM0014040



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-STRBP validato per WB e ELISA. Bersaglia la proteina legante l'RNA perinucleare spermatide umana, coinvolta nella spermatogenesi e nel legame con l'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	STRBP Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	p74; SPNR; ILF3L; HEL162; STRBP
Specie	Uomo
GeneID (umano)	55342
GeneID	55342
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-190 di STRBP umana (NP_060857.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	Q96SI9
Peso Proteico	74kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio