


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Strip1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q5Vsl9

Numero articolo: CM0018179



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-STRIP1 validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività umana, murina e di ratto. Uso nella ricerca per studi sull'organizzazione citoscheletrica e sui complessi STRIPAK, mirato alla proteina Q5VSL9 recensita da UniProt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	STRIP1 Rabbit pAb
Note/Alias	FAM40A; FAR11A; STRIP1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	85369
GeneID	85369
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 743-837 di STRIP1 umano (NP_149079.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Murina, di Ratto
SWISS	Q5VSL9
Peso Proteico	96kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio