

Anti-Strn Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb - 043815

Numero articolo: CM0029025

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro STRN umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Ideale per studiare la segnalazione del complesso STRIPAK nella crescita e differenziazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	STRN Rabbit pAb
Note/Alias	SG2NA; STRN1; PPP2R6A; STRN
Specie	Umano
GeneID (umano)	6801
GeneID	6801
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 581-780 di STRN umano (NP_003153.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43815
Peso Proteico	86kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio