


Anticorpo Policlonale Anti-Strn3 Per Wb - Q13033

Numero articolo: CM0028802



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la STRN3 umana (SG2NA), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul complesso STRIPAK e sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	STRN3 Rabbit pAb
Note/Alias	SG2NA; S/G2NA; PPP2R6B; STRN3
Specie	Umana
GeneID	29966
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-460 della STRN3 umana (NP_001077362.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q13033
Peso proteico	87 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio