

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Stt3B Per Wb, Elisa - Q8Tcj2

Numero articolo: CM0013725



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia STT3B umano, subunità catalitica del complesso OST, validato per WB e ELISA. Rileva STT3B umano e murino (94 kDa). Ideale per la ricerca sulla N-glicosilazione e l'ERAD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	STT3B Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	SIMP; CDG1X; STT3-B; STT3B
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	201595
ID gene	201595
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di STT3B umano (NP_849193.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q8TCJ2
Peso proteico	94kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio