


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Stub1 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Une7

Numero articolo: CM0014938



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio STUB1 di CamelBio, validato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA su campioni umani, di topo e di ratto. Mira alla ligasi E3 dell'ubiquitina CHIP coinvolta nel controllo di qualità delle proteine e nell'omeostasi mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	STUB1 Rabbit pAb
Note/Alias	CHIP; SCA48; UBOX1; SCAR16; HSPABP2; NY-CO-7; SDCCAG7; STUB1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10273
GeneID	10273
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-303 di STUB1 umana (NP_005852.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UNE7
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio