

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Stx12 Per Wb E Elisa - Q86Y82

Numero articolo: CM0028148



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-STX12 convalidato per Western Blot (WB) e ELISA. Reagisce con Uomo, Topo, Ratto. Bersaglia la sintassina-12 coinvolta nel riciclo endocitico e nel traffico di AMPAR. Ideale per la ricerca in neuroscienza e biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	STX12 Rabbit pAb
Note/Alias	STX13; STX14; STX12
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	23673
GeneID	23673
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-276 di STX12 umano (NP_803173.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q86Y82
Peso proteico	32 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio