

## Anticorpo Policlonale Anti-Stx1A Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16623

Numero articolo: CM0029231

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro STX1A umano (Syntaxin-1A, HPC-1), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano e ratto. Ideale per lo studio dell'esocitosi mediata da SNARE.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | STX1A pAb coniglio                                                                                                         |
| Osservazioni/Alias  | STX1; HPC-1; P35-1; SYN1A; STX1A                                                                                           |
| Specie              | Umano                                                                                                                      |
| GeneID (umano)      | 6804                                                                                                                       |
| GeneID              | 6804                                                                                                                       |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-288 di STX1A umano (NP_004594.1) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                      |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Reattività crociata | Umano, Ratto                                                                                                               |
| SWISS               | Q16623                                                                                                                     |
| Peso proteico       | 33kDa                                                                                                                      |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                         |