

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Stx2 Per Wb, Elisa - P32856

Numero articolo: CM0018317

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio STX2 validato per applicazioni WB ed ELISA con reattività crociata verso Uomo, Topo e Ratto. Ideale per la ricerca sulla morfogenesi epiteliale e sull'esocitosi. UniProt P32856.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	STX2 pAb di coniglio
Note/alias	EPM; EPIM; STX2A; STX2B; STX2C; STX2
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	2054
ID del gene	2054
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-264 di STX2 umano (NP_001971.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P32856
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio