

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Stx6 Per Wb, Elisa - O43752

Numero articolo: CM0022227



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato alla Syntaxin-6 umana (STX6), convalidato per applicazioni di Western blot e ELISA. Esibisce reattività crociata con il mouse. Adatto per indagare l'apparato di Golgi, il traffico degli endosomi e i meccanismi di fusione delle membrane.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	STX6 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	STX6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10228
GeneID	10228
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-234 della STX6 umana (NP_005810.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	O43752
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio