

Anticorpo Policlonale Anti-Stx8 Per Wb, Elisa - Q9Unk0

Numero articolo: CM0018485

introduzione

Anticorpo policlonale Anti-STX8 validato per Western blot (WB) ed ELISA, che riconosce STX8 umano, murino e ratto. Ideale per lo studio del trasporto retrogrado dal cis-Golgi al RE. Immunogeno ricombinante derivato da coniglio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	STX8 Coniglio pAb
Note/Alias	CARB; STX8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9482
GeneID	9482
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-215 dello STX8 umano (NP_004844.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UNK0
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio