

Anticorpo Monoclonale Anti-Stxbp1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P61764

Numero articolo: CM0009838



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-STXBP1 di alta qualità, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Proteina da 68 kDa, ideale per la ricerca sulla funzione sinaptica e sulle neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-STXBP1
Note/Alias	P67; DEE4; NSEC1; UNC18; N-Sec1; RBSEC1; unc-18A; unc18-1; MUNC18-1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	6812
GeneID	6812
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P61764
Peso della proteina	68 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio