

Anticorpo Policlonale Anti-Stxbp1 Per If/Icc, If-P, Elisa - P61764

Numero articolo: CM0026136



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio STXBP1 di alta qualità validato per IF/ICC, IF-P e ELISA. Rileva STXBP1 umano e di ratto (MUNC18-1), un regolatore chiave della fusione delle vescicole sinaptiche. Ideale per la ricerca nel campo delle neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	STXBP1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	P67; DEE4; NSEC1; UNC18; N-Sec1; RBSEC1; unc-18A; unc18-1; MUNC18-1; STXBP1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6812
ID gene	6812
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Ratto
SWISS	P61764
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio